

Test // Probestellung

- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit im Rahmen einer Probestellung selbst Eingriffe durchzuführen

Unterstützung bei der Abrechnung

- Abrechnungsmöglichkeiten
- Kooperation mit Abrechnungsunternehmen
- Abrechnungsworkshops
- Hilfe bei Versorgungsverträgen für private, gesetzliche und Zusatzkassen

Marketingunterstützung // After Sales

- Implementierung der Celon Methode in Ihrer Praxis
- Patientenflyer
- Patientenvideos
- Verlinkung mit www.venenportal.de
- Patientenveranstaltungen
- Roll-Up Systeme
- Bildmaterial Celon Methode
- Einbindung der Methode auf Ihrer Praxisseite
- Presseinformationen
- Mailing – Infoschreiben

FINANZIERUNG

Profitieren Sie von dem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis und unserer Flexibilität.

Leasingmöglichkeiten ab 195 EUR!

Der Hospitations-Workshop umfasst folgende Themen:

- Ultraschalldiagnostik
- Live-OP's
- Wirkungsweise der Celon-Methode
- Abrechnungsmöglichkeiten
- Erfahrungsaustausch mit Kollegen

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zur Celon-Methode

Ich bin an einem Workshop interessiert

Titel/Name/Vorname

Krankenhaus/Praxis

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

KRÖNER Medizintechnik GmbH
Driescheider Weg 40-42
57610 Altenkirchen
Tel: 02681 983 7780
Fax: 02681 983 7781
Web: www.kroener-medical.de
Web: www.venenportal.de

Andreas Billmann

Mobil: 0163-8583007


Email: abillmann@kroener-medical.de

KRÖNER
MEDIZINTECHNIK
Technik und Leidenschaft

Mit Radiowellen
insuffiziente Stammvenen
schonend, einfach und
sicher behandeln -

Die Celon-Methode.

NEUE
HOSPITATIONS-
WORKSHOPS
BEI EXPERTEN





Der RF-Generator CelonLab PRECISION sorgt über den gesamten Koagulationsprozess für eine kontrollierte und automatische Anpassung der Energieabgabe.

VORTEILE DER CELON METHODE

- Sichere, bipolare und patentierte Technologie
- Ambulantes minimal-invasives Verfahren
- Einfache und kosteneffiziente Applikation
- Keine Tumescenzanästhesie nötig, jedoch möglich
- Patientengewinnendes und profitables Verfahren
- Klinisch nachgewiesene Methode
- Sichere Venenokklusion
- Durch Impedanzsteuerung genaue Dosierung
- Thermische Schädigungen und Verbrennungen werden vermieden
- Deutlich reduzierte postoperative Beschwerden und somit schnelle Rückkehr in den Alltag

CELON METHODE - RADIOWELLE

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einigen Jahren haben die endovenösen Katheterverfahren bei der Behandlung von Varizenleiden erheblich an Bedeutung gewonnen. Ursache dafür ist sowohl das verstärkte Interesse an minimal-invasiven Therapiemethoden als auch der berechnete Anspruch der Patienten auf kosmetisch optimale Resultate, geringe post-operative Beschwerden sowie eine rasche Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.

Unsere Experten arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit endoluminalen Techniken. In 2007 kam als neue Option die bipolare Radiofrequenz-induzierte Thermotherapie (RFITT) der Celon AG hinzu. Seither konnten sich viele Anwender von der Leistungsfähigkeit der Celon Methode und den exzellenten Resultaten überzeugen.

Wir möchten Sie deshalb im Rahmen der Hospitationen mit der Methode vertraut machen und Ihnen Erfahrungen mitteilen. Eine visuelle Präsentation der OP-Technik soll Ihnen unter dem Motto „How to do it“ die Gelegenheit geben, Einzelheiten der Anwendung kennenzulernen.

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Steigt der Gewebewiderstand durch Austrocknung der Venenwand an, bedeutet dies die Schrumpfung bzw. den Verschluss der Vene.



Der bipolare Applikator CELON ProCurve erhitzt die Venen auf 60 bis 100°C und denaturiert das Kollagen in der Gefäßinnenwand.

Das Diagramm zeigt die drei Parameter Leistung, Impedanz und akustisches Signal in ihrem Verhältnis zueinander und in der zeitlichen Relation. Entscheidend für den Erfolg der Behandlung ist die Rückzugsgeschwindigkeit. Die optimale Rückzugsgeschwindigkeit wird durch eine leicht ansteigende Frequenz des akustischen Signals angezeigt.

